

PHILIPS

AVENT

Elektrická odsávačka
mateřského mléka

Jednoduché

Kabelové připojení



SCF395/11



Inspirováno dítětem. Efektivní pro maminku Technologie Natural Motion pro rychlejší tok mléka*

Vstupte do nové éry odsávání s dokonalou rovnováhou sání a stimulace bradavek inspirované přirozeným způsobem, jakým děti pijí. Elektrická odsávačka mléka Philips Avent udržuje optimální tok mléka a jemně se přizpůsobuje velikosti a tvaru bradavky

Rychlé odsávání, více mléka za kratší dobu*

- Technologie Natural Motion pro rychlejší tok mléka*

Šetrný a pohodlný


- Měkká a přizpůsobivá silikonová vložka univerzální velikosti
- Odsávejte bez předklánění

Personalizované

- Přizpůsobené použití, 8 + 16 úrovní nastavení
- Tichý motor pro diskrétní použití kdekoli (použití s kabelem)
- Minimální počet dílů a intuitivní sestavení
- Funkce paměti
- Funkce pozastavení/aktivování

Přednosti

Rychlejší tok mléka*



Odsávejte více mléka za kratší dobu* s masážní vložkou, která stimuluje prso a odsává mléko stejně jako dítě. Plynule přechází z režimu do režimu odsávání a aplikuje správnou míru stimulace bradavky a sání pro maximální průtok mléka. Na základě výsledků doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER).*

Přizpůsobí se vaší bradavce



Univerzální velikost pro všechny. Protože každé tělo je úplně jiné, silikonová vložka je jemně ohebná a přizpůsobí se vaší bradavce. Hodí se pro 99,98 % velikostí bradavek* (až do 30 mm).

Pohodlně se posaďte



Můžete se cítit uvolněně díky designu, který vám umožní sedět vzpřímeně a bez předklánění. Není třeba se předklánět, je to

klinicky prokázána pohodlná poloha odsávání*. Na základě výsledků klinického hodnocení výrobku s 20 účastníky (2019); 90 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako pohodlnou (jednoduchá elektrická odsávačka); 95 % účastníků hodnotilo polohu odsávání jako pohodlnou (dvojitá elektrická odsávačka)

Nastavení podle vlastních potřeb



Nastavte vše potřebné pro každé odsávání podle svých potřeb pomocí široké nabídky nastavení stimulace a odsávání. Naše odsávačka mateřského mléka nabízí 8 úrovní stimulace a 16 úrovní odsávání pro individuální zkušenost.

Diskrétní odsávání kdekoli



Odsávejte kdykoli a kdekoli díky našemu tichému motoru s tenkým designem. Pouze použití s kabelem.

Snadné čištění a nastavení



Náš systém uzavřeného odsávání zajišťuje, že mléko zůstane mimo hadičky, takže zbývá méně dílů na čištění. Díky menšímu počtu dílů je také snadné odsávačku znovu sestavit.

Pauza, kdykoli budete chtít

Pokud potřebujete upravit nastavení nebo si jen udělat přestávku, tlačítko aktivování/pozastavení je vždy na dosah ruky.

Uložte svá oblíbená nastavení



Víte, co se vám líbí? Odsávačka si automaticky pamatuje vaše poslední nastavení, takže vše, co musíte udělat, je jen sednout si a stisknout tlačítko start.

Specifikace

Spotřeba

Napájení: 100 V–240 V

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká a přizpůsobivá vložka: Jemná stimulace

Nastavení: 16 úrovní odsávání, 8 úrovní stimulace

Snadné použití

Použití odsávačky: Snadné čištění a sestavení, tichý motor, s pamětí

Materiál

Lahev: Bez BPA*, Polypropylen

Dudlík: Bez BPA*, Silikon

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA* (platí pouze pro části, které přicházejí do styku se stravou)

Co je součástí

Sada pro odsávání: 1 ks

Motorová jednotka (použití pouze s kabelem): 1 ks

Lahev 125 ml s dudlíkem Om+: 1 ks

Adaptér Micro-USB (použití s kabelem): 1 ks

Těsnicí víčko: 1 ks

Jednorázové prsní vložky: 2 ks



* Na základě doby zahájení toku mléka (čas do reflexu vylučování mléka - MER) podle výsledků klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019) v porovnání s výsledky pro čas MER pro jinou technologii odsávaček od předchůdce společnosti Philips, ze studie proveditelnosti s 9 účastníky (Nizozemsko, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA) (Publikace Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 bělošských účastníků, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia) (Ramsay et al. Anatomie lidského prsu v době laktace).

* Na základě výsledků dotazníku vložky 1k z klinického hodnocení s 20 účastníky (Nizozemsko, 2019)

* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011